

Termómetro 2 em 1 Tommee Tippee

Características do produto:

- termómetro 2-em-1 pode ser usado debaixo da língua ou debaixo do braço
- Pequeno, ligeiro & à prova de água, ideal para viajar
- Leitura rápida em 8 segundos
- Indicador de febre
- Função de Memória (armazenas as últimas 25 leituras)



Descrição do Produto

Agora é mais fácil estar pendente da saúde do seu bebé com o termómetro Tommee Tippee 2 em 1. O modo mais rápido, fácil e exato para medir a temperatura do teu bebé. Pode usar o termómetro 2 em 1 de duas maneiras, a sonda pode ser colocada sob a língua ou axila. A unidade emitirá um som depois de fazer a leitura.

Características principais

Rápido e preciso

O termómetro 2-em-1 proporciona uma rápida e exata leitura em oito segundos para tranquilidade dos pais e comodidade do bebé. Para manter a precisão em cada medição, aguarde pelo menos 3 minutos antes de fazer uma segunda leitura.



Indicação de febre

Se a temperatura é elevada, o Sistema de Indicação de Febre terá um som diferente.



Função de Memória

Termómetro Digital 2 em 1 guarda a última leitura permitindo fazer um seguimento da temperatura do bebé com facilidade, durante um periodo de tempo.



Muda de Fahrenheit a Celsius e vice-versa

Pressione o botão para ligar e mantenha-o pressionado até que o visor mostre Lo°C de modo fixo (sem piscar), solte o botão deixe passar 2 segundos e volte a pressionar de novo o botão. Faça isto para passar de °C a °F e vice-versa.



Modo de uso:

Na boca

A boca deve manter-se fechada durante 5 minutos antes de fazer a leitura. Coloque a sonda debaixo da língua. Instrua a criança a não morder a sonda. Tempo de medição = 8-15 segundos.

Na axila

A axila não é o sitio ideal para medir a temperatura corporal porque mede a superfície da pele e não uma parte do corpo fechada, como a boca.

Assegure-se de que a axila está seca. Coloque o termómetro debaixo da axila e pressione o braço firmemente paralelo ao corpo. Certifique-se de que o sensor esteja sob a axila. Recomendamos um tempo de medição superior a 60 segundos para este método.

Porquê escolher Tommee Tippee?

À 50 anos atrás, dois irmãos na Califórnia criaram um copo de base pesada sem ponta e deram-lhe o nome do seu cachorro Tommee. Um empresário britânico em viagem adorou o copo e trouxe Tommee Tippee para Reino Unido, onde agora somos a marca número 1 de acessórios de alimentação para bebés que recebeu o status de Superbrands do Reino Unido na recente pesquisa de 2016.



Por 50 anos temos vindo a desenvolver produtos simples e inteligentes, inovadores e intuitivos, ajudando os pais da maneira como foram feitos para... **#ParentOn**

Que há na caixa?

- 1 x 2 em 1 Termómetro
- 1 x CR2032 pilhas*
- 1 X Folheto de Instruções

*A pilhas devem ser retiradas e/ou substituídas por um adulto. Mantenha as pilhas longe das crianças.