

tommee
tippee®

sangenic®



O contentor de fraldas Sangenic

elimina os germes, as bactérias... e incluso os maus cheiros!

ANTI-
CHEIROS


TWIST
LOCK

PODE
CONTER
45
FRALDAS

fácil
de usar

ELIMINA
99%
DOS GERMES

1 recarga
= 100
fraldas



Al 85 x L 38 x Pr 29

Uma higiene perfeita graças ao seu film antibacteriano

Com um só gesto, a fralda fica selada de forma segura e higiénica. E também os germes e os maus cheiros!

Plus de segurança

O único contentor que se utiliza com uma mão e permite manter a outra sobre o bebé.



Fácil de utilizar

1 Introduzir a fralda dobrada a través da entrada em forma de funil.



2 Girar duas vezes o funil. A fralda suja ficará envolvida de forma individual numa porção de film antibacteriano.



3 Só tem que colocar a recarga na parte superior do contentor e estará preparado para usar. Cada recarga envolve umas 100 fraldas.

